



SURECAN® SAFETY II

Comment choisir la bonne aiguille ?

Choisir la bonne aiguille, c'est comprendre la notion de longueur utile !

Certaines aiguilles qui sont sur le marché indiquent la longueur totale de l'aiguille, comprenant une partie qui se trouve à l'intérieur de la base.

Si vous utilisez des aiguilles de Huber de longueur totale 20 mm, l'équivalent dans la gamme SURECAN® SAFETY II sera une aiguille de 15 mm.

Afin de vous aider à retrouver la bonne aiguille dans la gamme Surecan® Safety II, en fonction de la longueur totale des aiguilles disponibles sur le marché, retrouvez un tableau récapitulatif ci-dessous.

LONGUEUR TOTALE DE L'AIGUILLE	LONGUEUR UTILE (SURECAN® SAFETY II)
17 mm	12 mm
20 mm	15 mm
25 mm	20 mm
30 mm	25 mm
37 mm	32 mm
43 mm	38 mm

Ces informations ne sont données qu'à titre informatif et le choix de la bonne aiguille pour le bon patient relève de la responsabilité du professionnel de santé.

Le saviez-vous ?

La longueur indiquée sur nos aiguilles est la LONGUEUR UTILE DE L'AIGUILLE : c'est la longueur entre la partie de la base en contact avec la peau du patient, et l'extrémité de l'aiguille.



Longueur utile de l'aiguille

DIAMÈTRE EXTERNE

Le choix sur diamètre externe est fonction de la viscosité de la solution à perfuser et du débit souhaité¹. La SF2H recommande fortement d'utiliser des aiguilles de Huber préférentiellement d'un diamètre de 22 Gauge même en cas de perfusion de médicaments visqueux (type nutrition parentérale, produit sanguin labile) (R35, Accord Fort)². Si l'emploi d'une aiguille de 19 Gauge s'avère nécessaire, il est préférable de la retirer dès la fin de la perfusion (R35, Accord simple)².

LONGUEUR

Il est préférable d'utiliser une aiguille de Huber de type 2, c'est-à-dire munie d'un prolongateur afin de limiter les manipulations de l'embase de l'aiguille (R36, Accord Fort)² sauf pour les injections à haut débit en radiologie par exemple où, en l'absence d'une aiguille de type 2 compatible, l'aiguille de type 1 sans prolongateur sera préférée (R36, Accord Simple)².

La longueur de l'aiguille doit être adaptée à la profondeur de la chambre et à la corpulence du patient (R36, Accord Fort)².

De façon générale, les aiguilles courtes sont utilisées chez les patients de faible poids corporel, alors que les aiguilles longues sont utilisées chez les patients en surpoids.

A partir de ces informations, des exemples d'utilisation des aiguilles en fonction de leur longueur sont rassemblées ci-dessous. Ils sont données à titre indicatif.

LONGUEUR DE L'AIGUILLE	EXEMPLES
32 - 38 mm	Chambre profondément implantée Patients obèses
25 - 32 mm	Chambre implantable standard Patients en surpoids
20 mm	Chambre implantable standard Patients de poids normal
12 - 15 mm	Chambre implantable de petite taille Patients maigres ou dénutris

¹OMÉDIT Centre; Choisir une aiguille de Huber adaptée; http://www.omedit-centre.fr/chambreimplantable_web_gen_web/co/Aiguille_de_Huber__2_.html; (consulté en septembre 2023)

²SF2H, Prévention des infections associées aux chambres à cathéter implantables pour accès veineux. Recommandations professionnelles par consensus formalisé d'experts. Promoteur : SF2H Hygiènes Volume XX - N°1 - Mars 2012

B. Braun prend 5 engagements pour servir les clients au quotidien

Qualité

Simplicité

Proximité

Développement

Innovation

Car notre engagement au service de la santé, c'est d'abord un engagement envers nos clients.

Un engagement de **QUALITÉ** des solutions que nous leur offrons ; de **SIMPLICITÉ** de la relation avec eux et de **PROXIMITÉ** de nos équipes toujours à leur écoute ; et celui d'un véritable accompagnement pour **DÉVELOPPER** la performance de leurs activités grâce à une **INNOVATION** permanente.

L'aiguille de sécurité à biseau non carottant pour injection sous pression Surecan® Safety II est destinée à être insérée dans le septum d'une chambre implantable sous-cutanée pour la perfusion de liquides. Le dispositif de sécurité de l'aiguille Surecan® Safety II est activé manuellement au cours du retrait de l'aiguille. Il est conçu pour la prévention des piqûres accidentelles par l'aiguille.

Dispositif médical de classe IIa. Certificat CE délivré par G-MED (CE 0459)

Fabriqué par B. Braun Medical SAS, 26 rue Armengaud, 92210 Saint-Cloud, France

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage avant utilisation.

Pour les conditions de prise en charge des dispositifs médicaux utilisés pour la perfusion à domicile dans le cadre des forfaits PERFADOM de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR), se reporter au site ameli.fr.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun.

Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Document et photos non contractuels.

Document réservé aux professionnels de santé.

Edition Septembre 2023
PRF_20230912

B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud - France

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax +33 1 70 83 45 00 | www.bb Braun.fr

Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856